


L'efficacia  
di un'azione  
combinata



**Imperium<sup>®</sup>**  
**master**



**CON**  
il nuovo dispositivo  
di RF FRAZIONATA



# Imperium<sup>®</sup> master

**Imperium Master** è dedicato al trattamento estetico del viso. L'approccio può essere Endogeno (**Biostimolazione**) ed Esogeno (Veicolazione di preparati senza l'impiego di aghi).

**Imperium Master** non è solo un ordinario trattamento di bellezza: è una tecnologia innovativa che aiuta il tuo corpo a **rigenerarsi in modo naturale**, migliorando immediatamente il tuo aspetto e il benessere generale.


Con **Imperium Master** i risultati sono immediatamente visibili: il tuo viso risulta subito più giovane e luminoso.

## CAMPI DI APPLICAZIONE


- Microrugosità
- Cicatrici da acne
- Rughe medie e moderate
- Smagliature
- Pori dilatati
- Rughe periorbitali e Ptosi

## IMPERIUM MASTER ADOTTA L'ESCLUSIVA TECNICA FRAZIONATA RETICOLARE FPC

L'applicatore crea 125 micro fori nell'epidermide, portando a una denaturazione simultanea del collagene nel derma dovuta all'emissione di radiofrequenza pulsata. Questo processo coinvolge gli strati più profondi del derma in modo sicuro preservando lo strato superficiale. I tessuti vengono rigenerati in maniera del tutto naturale con un immediato ritorno alla vita sociale.




La stimolazione termica del derma profondo, insieme all'insulto meccanico della perforazione, porta a un forte rimodellamento del collagene e a tutta una serie di benefici e vantaggi:



**FPC Papillary Fractional Pulsed Crown**

- Fibroblast Skin Tightening
- Ringiovanimento della pelle e rassodamento
- Riduzione delle rughe profonde
- Sviluppo di nuovo collagene
- Rassodamento e rimodellamento del derma

- Trattamento indolore
- Tempo di recupero rapido dopo la sessione
- Assenza di effetti sulla melanina che rende la procedura sicura su tipi di pelle più scuri
- Efficace già dalle prime due sessioni
- Poche sessioni (4-5) intervallate da 3/4 settimane per risultati rapidi e duraturi



## SONOBLADE

**EPIDERMOABRASIONE** PER UN EFFICACE PEELING INTENSO. **SONOFORESI** PER LA VEICOLAZIONE DI SIERI

Lo strato corneo è una barriera protettiva per il corpo e funge da filtro per impedire la penetrazione di numerose sostanze, indipendentemente dal loro peso molecolare.

**Imperium Master** ha una funzione che rimuove fino al 50% dello strato corneo superficiale in modo non invasivo.

Questo trattamento è utile per aumentare la permeabilità cutanea e rendere più fluido il film idrolipidico.

La sua azione ultrasonica a 25 KHz permette anche la veicolazione trasdermica di sieri e fluidi specifici.

## RF SPHERES

- Biostimolazione del viso, collo, décolleté
- Biostimolazione di attività dei fibroblasti, collagene (III) ed Elastina
- Biostimolazione di acido ialuronico
- Ossigenazione dei tessuti
- Vascolarizzazione profonda

Il riscaldamento controllato del derma provoca la contrazione delle fibre collagene, mentre l'insulto termico inflitto ai tessuti stimola la proliferazione di Fibroblasti, attivando così la rigenerazione tissutale endogena.

Questo rende **Imperium MASTER** un dispositivo unico, allargandone i campi di impiego e riducendo notevolmente i tempi di applicazione rispetto alle apparecchiature tradizionali, facilitando di gran lunga le modalità applicative grazie anche ad una serie di attuatori di tecnologia avanzata.



PRIMA



DOPO



PRIMA




DOPO



VIBROPERCUSSIONE  
PULSANTE  
ATTIVAZIONE

## RF MULTIPOLAR

Per trattamenti di radiofrequenza su **ampie aree** e con un sistema integrato di **vibropercuSSIONE** e controllo della temperatura.



## VIBROPERCUSSIONE

**Imperium Master** dispone di attuatori, che associano l'emissione di energie fisiche ad un sistema integrato di **vibropercuSSIONE** (brevetto depositato), ideale sinergia per un massaggio endotermico profondo e altamente stimolante. Questa esclusiva caratteristica aumenta la tolleranza al calore, il flusso ematico e il deflusso linfatico.

CONTATTACI SUBITO  
**0974 19.36.516**

[www.breramedical.com](http://www.breramedical.com)  
[info@breramedical.com](mailto:info@breramedical.com)

DISTRIBUTORE

**brera**<sup>®</sup>  
medical technologies

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2015  
Brevetti n. 0000281819 - 0000275485 - 0000270042 - 0000281819

I dati, le immagini e quant altro descritto non assumono valore contrattuale  
e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preventiva comunicazione.

**Diatermologie<sup>®</sup>, Imperium<sup>®</sup> e Brera<sup>®</sup>**  
sono Marchi Registrati ed è vietata la riproduzione

MADE IN ITALY

[www.breramedical.com](http://www.breramedical.com)