


Imperium[®] MED
400

RINNOVA LA TUA BELLEZZA

l'ultima piattaforma estetica
per corpo e viso

brera[®]
medical technologies

b healthy be brera



Imperium[®] MED 400



CE
1370

Esistono varie aspettative di **bellezza** a seconda dello stile di vita, della cultura e delle esigenze dei pazienti.

Brera Medical ha creato per te il primo dispositivo che offre protocolli personalizzati, perché ognuno è unico.

In un incomparabile dispositivo è possibile eseguire terapie combinate per **viso** e **corpo**. Scopri i nostri protocolli multilivello per viso e corpo.

IMPERIUM MED400




Esperienza, creatività e intuizione per soddisfare le esigenze dell'estetica medica

Brera Medical Technologies - **made in Italy**

riconosciuto pioniere nella progettazione e concezione di dispositivi medici estetici con oltre 40 anni di esperienza. Brera offre soluzioni innovative per viso e corpo in medicina estetica e in fisioterapia.

BRERA ha sviluppato protocolli per trattare tutte le parti del corpo e per ogni tipo di pelle. Le nostre conoscenze in fisioterapia ci portano a comprendere e rispettare il corpo umano. I muscoli sono la struttura fondamentale di un corpo sano.

Imperium® MED 400 è una meraviglia tecnologica, la massima espressione di "**Diatermocontraction®**"; una famiglia di dispositivi altamente tecnologici per i professionisti dell'estetica. Attraverso l'emissione di flussi di energia (**Radiofrequenza**) ad alta intensità (**400 watt**) che sviluppa calore endogeno e profonde contrazioni muscolari, questa attrezzatura si adatta alle esigenze di ogni paziente e per un uso quotidiano. Imperium MED 400 è il primo dispositivo che ti consente di lavorare durante la stessa sessione su tutti gli strati del corpo.



TRATTAMENTO

CORPO


Un nuovo modo per coinvolgere muscoli e tessuti profondi consentendo contemporaneamente la **diatermia** e la **contrazione muscolare (Diatermocontraction®)**:

In poche parole:

- Contrazione muscolare da RF brevettata
- Una potente diatermia
- Manipoli ergonomici
- Applicazioni in modalità Free Operator
- Trattamento Lipolisi con ultrasuoni

Risultati intelligenti e nuove aree di trattamenti:

- Lassità cutanea sull'addome
- Ritenzione idrica su ginocchia e gambe
- Sollevamento del gluteo
- Interno cosce
- Braccia ad ali di pipistrello




Tra le **applicazioni** più importanti abbiamo:

- Lassità cutanea
- Trattamento delle fossette
- Sollevamento glutei
- Riduzione Lipo
- Recupero funzionale del tessuto adiposo
- Miglioramento della circolazione sanguigna
- Drenaggio linfatico
- Tonificazione muscolare



La **stimolazione** dei **muscoli**
è il **futuro** dell'**estetica**

Diathermy + Contraction = **diatermo**[®]
■■■■ contraction





bquad[®]
powered by Imperium

bquad 4POLAR Capacitivo RF

BQUAD è un manipolo RF multi-polare capacitivo per il trattamento del corpo con **4 elettrodi** che emettono **RF**, concentrando una grande quantità di energia al centro, fornendo al terapeuta una maggiore velocità e comfort durante l'esecuzione del trattamento in aree più grandi.

Grazie al suo design, il paziente sperimenterà una sensazione di pienezza nell'area trattata, una maggiore concentrazione di diatermia e un massaggio rimodellante che aiuta a scolpire e definire il corpo grazie ai suoi elettrodi a forma sferica.

Diatermia per il trattamento di grasso e cellulite

L'effetto sarà un profondo riscaldamento del tessuto grazie alla potente diatermia che è più che sufficiente per trattare gli accumuli di grasso e cellulite senza l'uso di una piastra di ritorno. Azione di liporiduzione, in cui si brucerà grasso fino a 72 ore dopo il trattamento.

Risultati immediati fin dalla prima sessione



**Sinergia dell'azione
Anti-Cellulite**

BQuad + US Cavitation
+ Diatermocontraction®



TRATTAMENTO

VISO

Imperium MED 400 è utilizzato in campo medico estetico per trattare numerose imperfezioni come:

- Rughe periorbitali e periorali
- Perdita di volume globale
- Mancanza di luminosità
- Lassità del collo e del viso
- Acne

Il trattamento della pelle con la diatermia, genera un aumento localizzato della temperatura per aumentare i fibroblasti e creare più collagene, elastina e acido ialuronico.

Attraverso una terapia combinata durante la stessa sessione in cui si pulisce, ripara e nutre la pelle, si consente un effetto "Lifting" non invasivo, con un'azione naturale.



Come la RF di Imperium® è in grado di migliorare la qualità della pelle?

Con l'età diminuisce il collagene del Derma e la pelle si assottiglia, perde volume ed elasticità, diminuisce anche l'idratazione e il tessuto vascolare, con la conseguenza di una pelle sottile, molle, asfittica e disidratata.


Il calore endogeno prodotto dalla stimolazione di IMPERIUM®, nell'arco di 2-4 mesi, porta alla formazione e alla crescita di nuovo collagene, con un evidente aumento



della compattezza. La pelle sarà più distesa e rosea perché più ossigenata, evidenziando anche la forte riduzione delle rughe.

Altri effetti:

- Sollevamento del sopracciglio (trattamento della fronte, sguardo più vivo e meno affaticato)
- Guance e Zigomi
- Riduzione dei solchi Naso-genieni





Una tecnologia indispensabile per purificare la pelle

Tecnologia utilizzata: **onda elastica** (ultrasuoni a bassa frequenza 25kHz)

IMPERIUM® integra una delle tecnologie leader che ha contribuito al nostro successo: il **Sonoblade di Skin Master Plus US**. L'attuatore trasmette una serie di vibrazioni (onda elastica) con una frequenza di 25.000 Hz. L'onda elastica produce diversi effetti:

- Esfoliazione dello strato corneo più superficiale (epidermabrasione)
- Sterilizzazione batterica
- Aumento dell'afflusso di sangue
- Aumento della permeabilità della pelle
- Stimolazione del turnover delle cellule della pelle
- Idratazione
- Eliminazione di pigmentazione cutanea non patologica sugli strati superficiali (ad esempio cloasma)
- Sonoforesi, mesoterapia senza ago




2-3 SESSIONI
IN 3-4 SETTIMANE
PER **RISULTATI
RAPIDI
E DURATURI**

- Rigenerazione e Ringiovanimento VERO della pelle ·
- Riduzione delle rughe profonde ·
- Sviluppo di nuovo collagene ·
- Rassodamento e Rimodellamento del derma ·
- Tempo di recupero rapido dopo la sessione ·
- Procedura sicura per pelli scure e/o delicate ·
- Effetti visibili fin dalla prima sessione ·
- Trattamento indolore ·

Imperium MED 400 adotta l'esclusiva tecnica "Fractional Pulsed Crown RF"

Il TIP crea 125 micro fori nell'epidermide, portando ad una simultanea denaturazione del collagene nel derma attraverso l'emissione di radiofrequenza pulsata. Il processo coinvolge gli strati profondi del derma, preservando quelli superficiali. I tessuti vengono rigenerati in modo completamente naturale, senza tempi di inattività.



La stimolazione termica nel derma profondo, insieme all'azione meccanica della perforazione, porta a un forte rimodellamento del collagene e un'intera serie di benefici e vantaggi.

Effetti Immediati senza ricorrere alla chirurgia estetica



Il tuo corpo può ancora
produrre collagene,
Imperium lo aiuta a farlo

La configurazione può cambiare.
Chiedere al proprio rivenditore accessori
opzionali non visibili in questa pagina.

CORPO

CONFIGURAZIONE

IMPERIUM MED400



BQUAD

MULTIPOLAR
CAPACITIVO RF



ULTRACAV 40

BASSA FREQUENZA
ULTRA CAVITAZIONE



MULTIACTION

MONOPOLARE
CAPACITIVO E
RESISTIVO RF



THERMO GYM

DIATHERMO-
CONTRACTION®
RADIOFREQUENZA



La configurazione può cambiare.
Chiedere al proprio rivenditore accessori
opzionali non visibili in questa pagina.

VISO

CONFIGURAZIONE



FPC

FRACTIONAL
PULSED CROWN
RADIOFREQUEZA
FRAZIONATA



RF-SPHERES

RADIOFREQUEZA
BIPOLARE



SONOBLADE 25

EPIDERMOABRASIONE
SONOFRESI

IMPERIUMMED400





CONTATTACI
+390974 19.36.516
info@breramedical.com

DISTRIBUTORE

breramedical.com

Imperium[®] MED
400

CE
1370

MADE IN ITALY

brera[®]
medical technologies

CERTIFICATO di QUALITA'
SISTEMA DI GESTIONE
UNI CEI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015
Brevetto n. 0000275485

I dati, le immagini e altro qui descritti non hanno valore contrattuale e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.

© Imperium - © Brera Medical Technologies sono marchi registrati e non possono essere riprodotti.

BR/MED400-IT - 01/2020